


Askina® – Qualität hat einen Namen

Katalog Verbandstoffe und Wundversorgung






› **Fixierpflaster**
Seite 4–7

› **Wundverbände**
Seite 8–12

› **Wundauflagen**
Seite 13–17

› **Mull-/Zellstoffprodukte**
Seite 18–19


Fixierpflaster	Askina® Fix	› Fixiervlies	4
	Askina® Soft I.V.	› Kanülenfixierpflaster	5
	Askina® Soft Clear I.V.	› Kanülenfixierpflaster	6
	Askina® P.I.C.C. Universal	› Kanülenfixierpflaster	7
Wundverbände	Askina® Med Strips	› Erste-Hilfe-Pflaster	8
	Askina® Med unsteril	› Unsteriler Wundverband, elastisch	9
	Askina® Soft steril	› Postoperativer Wundverband, hypoallergen	10
	Askina® Soft unsteril	› Unsteriler Wundverband, hypoallergen	11
	Askina® Derm	› Transparentverband	12
Wundauflagen	Askina® Mullkompressen	› Mullkompressen	13
	Askina® Ocula®	› Augenkompressen	14
	Askina® Pad	› Nichthaftende Wundkomresse, steril	15
	Askina® Pad S	› Nichthaftende Wundkomresse, steril, mit Schlitz	16
	Askina® Verbandmull	› Verbandmull	17
Mull- und Zellstoffprodukte	Askina® Brauncel® Askina® Cel	› Zellstofftupfer Zellstoff	18
	Askina® Schlinggazetupfer	› Schlinggazetupfer	19



› **Fixierverbände**
Seite 20–25



› **Kompressions- und Stützverbände**
Seite 26–30



Fixierverbände

Askina® Elast	› Elastische Mullbinden, grob	20
Askina® Elast fine	› Elastische Mullbinden, fein	21
Askina® Finger Bob®	› Fingerschnellverband	22
Askina® Haft Color	› Kohäsive Fixierbinden, farbig	23
Askina® kohäsive Fixierbinde	› Kohäsive Fixierbinden	24
Askina® TS-Bandage	› Trikotschlauch	25

Kompressions- und Stützverbände

Askina® Forte	› Kohäsive Kurzzugbinde	26
Askina® Grip	› Stützschlauchbandage	27
Askina® Ideal	› Idealbinden	28
Askina® Universalbinde	› Universalbinden	29
Askina® Tape	› Tape	30

WoundCare

Prontosan® WoundSpray	› Wundspray	31
-----------------------	-------------	----

Askina® Fix

Hypoallergenes Fixiervlies

Askina® Fix

- › Selbstklebendes, atmungsaktives Vlies
- › Hohe Formadaption und Elastizität
- › Ohne Bewegungseinschränkung können Gelenke verbunden werden
- › Leichte Fixierung durch geteilte Schutzfolie

Indikationen Askina® Fix

- › Fixierung von Wundverbänden, Gaze- und Saugkompressen, z. B. Askina® Pad, Askina® Carbosorb
- › Fixierung von Kathetern und Kanülen

Askina® Fix	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 m x 5 cm	1 Rolle	1778262	9083014
	10 m x 10 cm	1 Rolle	1778279	9083022
	10 m x 15 cm	1 Rolle	1778285	9083030
	10 m x 20 cm	1 Rolle	1778291	9083049



Askina® Fix

Askina® Soft I.V.

Zuverlässiger Fixierverband für Venenverweil-Kanülen



Askina® Soft I.V.

- › Ermöglicht eine leichte und sichere Fixierung von Venenverweil-Kanülen
- › Hoher Tragekomfort durch elastisches Vliesmaterial
- › Infektionsschutz durch saugfähige Kompresse
- › Kein Verkleben mit der Punktionsstelle
- › Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebkraft
- › Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers

Indikationen

- › Leichte und sichere Fixierung von Kanülen

Askina® Soft I.V.	Abmessung	VE	PZN	REF
	8 x 6 cm	50 Stück	1779600	9086919



Askina® Soft Clear I.V.

Transparenter Fixierverband für Venenverweil-Kanülen



Askina® Soft Clear I.V.

- › Ermöglicht eine leichte und sichere Fixierung von Venenverweil-Kanülen
- › Transparent, ermöglicht den Blick auf die Einstichstelle
- › Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- › Sanfte Entfernung des Pflasters
- › Undurchlässigkeit für Flüssigkeiten und Bakterien von außen
- › Einfache Anwendbarkeit
- › Stark saugfähiges Insel-Pad
- › Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
- › Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebkraft
- › Abgerundete Ecken verhindern ein Aufrollen des Verbandes



Askina® Soft Clear I.V. besitzt einen Schlitz im Wundpad und dient der leichten und sicheren Fixierung von Kanülen. Es besteht hierbei ein hoher Infektionsschutz durch die transparente Trägerfolie. Das integrierte Wundpad nimmt eventuell auftretende Bluttröpfchen auf. Verklebungen mit der Punktionsstelle werden vermieden.

Indikationen

- › Leichte und sichere Fixierung von Kanülen
- › **Hoher Infektionsschutz durch die transparente Trägerfolie**
- › Leichte und sichere Fixierung von Kanülen

Askina® Soft Clear I.V.	Abmessung	VE	PZN	REF
	8 x 6 cm	50 Stück	4325561	9086893



Askina® PICC Universal

Sterile Katheterstabilisierung



Askina® PICC Universal

- › Atmungsaktives, weiches und flexibles Material
- › Schonender Hautkleber: hypoallergen und latexfrei
- › Verminderte Wahrscheinlichkeit eines unbeabsichtigten Abziehens durch formbare Schaumauflage
- › Verminderte Komplikationen im Vergleich zu anderen Fixationen*:
 - › Bessere Fixation als mit Klebestreifen: geringeres Verrutschungsrisiko
 - › Geringere Infektionsrisiko und weniger traumatisch im Vergleich zu Fixierung durch Nähte

Indikationen

- › Kurz- bis langfristige Befestigung aller PICC Katheter

Die Form der Schaumauflage lässt sich leicht an alle gängigen Katheteranschlüsse anpassen:



① Haut reinigen. Schaumkanal freilegen und Stabilisierung unter den Katheteranschluss schieben. Sanft andrücken.

② Eine Trägerfolie ablösen und Katheterbefestigung auf Haut anbringen. Zweite Folie ablösen und Befestigung richtig platzieren.

③ Die obere Folie abziehen und das Klebeband freilegen.


④ Obere Hälfte der Katheterbefestigung durch sanftes Andrücken schließen. Obere Lasche öffnen, Katheterlage zu prüfen

Askina® PICC Universal	Abmessung	VE	PZN	REF
	8,8 x 3,7 cm	50 Stück	4314149	7779450

* Infusion Nursing Standard of Practice for catheter stabilization J. Infus. Nursing 2006: 29(IS):S1-S92

Askina® Med unsteril

Elastischer, unsteriler Wundverband



Askina® Med unsteril

- › Hautfarbenes Baumwolle-Polyamid Trägermaterial
- › Sicherer Halt durch querelastische Struktur
- › Kein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde
- › Hoher Tragekomfort durch die atmungsaktive Kleber-Gewebe-Komposition

Indikationen

- › Alle Arten der Wundabdeckung, bei denen steriles Verbandmaterial nicht erforderlich ist

Askina® Med unsteril	Abmessung	VE	PZN	REF
	5 m x 4 cm	1 Stück	1779681	9088008
	5 m x 6 cm	1 Stück	1779698	9088016



Askina® Soft steril

Hypoallergener Wundverband



Askina® Soft steril

- › Elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff, paßt sich den Körperkonturen an
- › Nichthaftende Askina® Pad-Wundauflage ermöglicht schmerzarmen Verbandwechsel und eine extrem hohe Saugfähigkeit
- › Sichere Fixierung durch hautfreundlichen Acrylatkleber

Indikationen

- › Für alle Arten der sanften Wundabdeckung

Askina® Soft steril	Abmessung	VE	PZN	REF
	7,5 x 5 cm	50 Stück	-	9086480
	9 x 5 cm	50 Stück	1779534	9086501
	9 x 10 cm	50 Stück	1779540	9086510
	9 x 15 cm	40 Stück	1779557	9086528
	9 x 20 cm	30 Stück	1779563	9086536
	9 x 25 cm	30 Stück	1779586	9086544
	9 x 30 cm	30 Stück	1779592	9086552



Askina® Soft unsteril

Hypoallergener Wundverband

Askina® Soft unsteril

- › Atmungsaktives, elastisches Vliesträgermaterial
- › Keine Hautirritationen durch hautfreundlichen Polyacrylatkleber
- › Wirtschaftliche Anwendung durch individuelles Zuschneiden
- › Lange Verweildauer auf der Wunde durch hohe Saugkraft der Wundauflage

Indikationen


- › Für alle Arten der sanften Wundabdeckung, bei denen steriles Verbandmaterial nicht erforderlich ist

Askina® Soft unsteril	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 6 cm	10 Stück	1779623	9086013
	10 cm x 8 cm	10 Stück	1779646	9086021
Sprechstundenpackung	4 cm x 5 m	1 Stück	1779652	9086030
	6 cm x 5 m	1 Stück	1779669	9086048
	8 cm x 5 m	1 Stück	1779675	9086056



Askina® Derm

Semipermeabler Transparent-Wundverband



TIPP

Dekubitus-Prophylaxe im Sakralbereich:
Zwei in der Größe passende Askina® Derm leicht überlappend auf beide Gesäßhälften legen. Der Rahmen des ersten Verbandes muss vor der Applikation des zweiten Verbandes entfernt werden.

Askina® Derm einfach entfernen:
Einen Pflasterstreifen aufkleben und alles an diesem abziehen.

Askina® Derm

Der semipermeable Transparentverband Askina® Derm aus Polyurethan wird bevorzugt in den Bereichen Kanülen- und Katheterfixation und zur Wundversorgung eingesetzt.

- › Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit und Mikroorganismen
- › Ständige Beobachtung der Punktionsstelle oder der Wunde ohne Verbandwechsel
- › Reduziert die Scherkräfte z. B. im Sakralbereich
- › Verbesserte Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)

Das neue innovative Anwendungssystem von Askina® Derm



- ① Entfernen des bedruckten Schutzpapiers von der klebenden Seite des Verbandes.
- ② Positionieren des Verbandes mit der klebenden Seite nach unten über der Wunde. Sanft andrücken.
- ③ Seitliche Schutzfolien langsam mit beiden Händen entfernen. Verband mit abrollenden Bewegungen auf der gesunden Haut festdrücken.
- ④ Nach Befestigung des Verbandes Trägerfolie mit den grünen Pfeilen in Pfeilrichtung abziehen.

Askina® Derm	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 x 12 cm	10 Stück	1777392	F72035


Indikationen

Fixierung

- › Ideal zur Fixierung von intravenösen Kathetern

Wundversorgung

- › Dekubitusprophylaxe und -therapie
- › Hautabschürfungen
- › Hautpendeareale
- › Oberflächliche Verbrennungen
- › Als Sekundärverband beim Einsatz von Askina® Gel, Prontosan® Wound Gel oder Salben



Askina® Mullkompressen

Mullkompressen



Askina® Mullkompressen

- › Mullkompressen aus Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten
- › 100% chlorfrei gebleicht
- › DIN 61630 – VM 17, Ph. Eur.

Indikationen

- › Für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamententräger

Material

- › 8-fach und 12-fach gelegt
- › 100% Baumwolle

Askina® Mullkompressen	Abmessung	VE	PZN	REF
8-fach gelegt	5 x 5 cm	5 x 2 Stk.	1778902	9031103N
Rezeptur-Packung – steril –	7,5 x 7,5 cm	5 x 2 Stk.	1778919	9031111N
	10 x 10 cm	5 x 2 Stk.	1778925	9031120N
	10 x 20 cm	5 x 2 Stk.	1778931	9031138N
Sprechstunden-Packg. – steril –	5 x 5 cm	25 x 2 Stk.	1778948	9031200N
	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stk.	1778954	9031219N
	10 x 10 cm	25 x 2 Stk.	1778960	9031227N
	10 x 20 cm	25 x 2 Stk.	1778977	9031235N
Sprechstunden-Packg. – unsteril –	5 x 5 cm	100 Stück	1778983	9031308
	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	1779008	9031316
	10 x 10 cm	100 Stück	1779014	9031324
12-fach gelegt	7,5 x 7,5 cm	100 Stück	1779037	9033017
Sprechstunden-Packg. – unsteril –	10 x 10 cm	100 Stück	1779043	9033025
	10 x 20 cm	100 Stück	1779072	9033041



Askina® Ocula®

Weiche Augenkomresse



Askina® Ocula®

- › Sanfte Augenkomresse 56 x 72 mm, oval
- › Sterilisierbar
- › Besonders saugfähig

Indikationen

- › Zur Versorgung von Verletzungen am Auge und zur weichen Wundabdeckung nach operativen Eingriffen

Material

- › Füllung aus Saugwatte (34% Baumwolle, 66% Polyester)
- › Umhüllung aus Polyester

Askina® Ocula	Abmessung	VE	PZN	REF
Rezeptur-Packung – unsteril –	56 x 72 mm	5 Stück	1779209	9015019
Sprechstunden-Packg. – unsteril –	56 x 72 mm	50 Stück	1779215	9015027
Rezeptur-Packung – steril –	56 x 72 mm	5 Stück	1779221	9015116
Sprechstunden-Packg. – steril –	56 x 72 mm	25 Stück	1779238	9015124



Askina® Pad

Saugfähige Vliesstoffkomresse



TIPP

Netzartig, glänzende Polyesterfolie wundseitig auflegen! So wird ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde und dem Wundrand vermieden.

Askina® Pad

- › Extrem saugfähige, sterile Vlieskomresse mit einer wundseitigen, perforierten Folie vermeidet das Verkleben mit der Wunde
- › Polstert die Wunde und beschleunigt den Heilungsprozeß durch problemlosen Verbandwechsel
- › Ist geeignet für die postoperative Wundheilung und für die Erste Hilfe

Indikationen


- › Absorbierende Wundauflage zur Versorgung von Hautwunden aller Art in der Traumatologie, Dermatologie und Chirurgie
- › Als sekundäre Wundauflage bei infizierten Wunden

Askina® Pad	Abmessung	VE	PZN	REF
	5 x 5 cm	25 Stück	1777280	9024000
	5 x 5 cm	100 Stück	1777297	9024018
	10 x 10 cm	10 Stück	1777305	9024026
	10 x 10 cm	100 Stück	1777311	9024034
	20 x 10 cm	100 Stück	1777328	9024042



Askina® Pad S

Gebrauchsfertige Schlitzkomresse



TIPP

Netzartig, glänzende Polyesterfolie wundseitig auflegen! So wird ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde und dem Wundrand vermieden.

Askina® Pad S

- › Nichthaftende, sterile Wundkomresse
- › Mit Schlitz- und Lochstanzung
- › Lochdurchmesser 4,1 – 11 mm
- › Für Ch. 9 – 30

Indikationen

Gebrauchsfertige Schlitzkomresse mit Lochstanzung zur Wundversorgung von:

- › Kathetern (Drainagen, PEG-Sonden, suprapubischen Blasendrainagen, Infusionskathetern)
- › Draht- und Nagelextensionen

Askina® Pad S	Abmessung	VE	PZN	REF
	5 x 5 cm	30 Stück	3091397	9024050
	7,5 x 7,5 cm	30 Stück	3091405	9024069



Askina® Verbandmull

In zwei Varianten

Askina® Verbandmull

- › Verbandmull nach DIN 61630 – VM 20
- › 100% chlorfrei gebleicht
- › Hoch saugfähig
- › Individuell zuschneidbar
- › In zwei Varianten: auf Rolle und in Zick-Zack-Faltung

Indikationen

- › Zur Herstellung von Kompressen und Tupfern, als Salben- und Medikamententräger

Material

- › 80 cm breit, 8-fach gelegt auf 10 cm Breite



Askina® Verbandmull	Länge	VE	PZN	REF
Rollenpackung	2 m	1 Rolle	1779422	9030026
in Klarsichtdispenser	5 m	1 Rolle	1779439	9030050
	10 m	1 Rolle	1779445	9030107
	Zick-Zack-Packung	1 m	1 Packg.	1779468
	2 m	1 Packg.	1779474	9032002
	5 m	1 Packg.	1779480	9035001
	10 m	1 Packg.	1779497	9035010

Askina® Brauncel® | Askina® Cel

Tupfer-Sortiment

Askina® Brauncel®

- › Zellstofftupfer von der Rolle
- › Aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach DAB
- › Tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt
- › Einfach und sauber abzureißen
- › Stark saugfähig und formstabil

Askina® Cel®

- › Stark saugfähiger Verbandzellstoff
- › Hochgebleicht aus 100% chlorfrei gebleichtem Verbandzellstoff nach DAB oder
- › Ungebleicht aus 100% Altpapier
- › Als preisgünstiges Saugmaterial ist Askina® Cel ein zuverlässiger Helfer im Praxisalltag

Indikationen

- › Zur Hautreinigung vor Injektionen, als Saugpolster

	Abmessung	VE	PZN	REF
Askina® Brauncel®	à 500 Tupfer	1 Rolle	4523094	9051015
Askina® Brauncel®-Box	-	1 Stück	1779250	9051503
Askina® Cel, hochgebleicht	Rolle, 36 cm breit, 1000 g	1 Rolle	1779505	9050418
	in Lagen, 40 x 60 cm, 15 kg	1 Karton	1779511	9050035
Askina® Cel, ungebleicht	in Lagen, 40 x 60 cm, 15 kg	1 Karton	1779528	9050523



Askina® Schlinggazetupfer

Tupfer-Sortiment

Askina® Schlinggazetupfer

- › Schlinggazetupfer zur Wundversorgung
- › Aus Verbandmull nach DIN 61630 – VM 20, Ph. Eur., 20-fädig
- › Ohne Röntgenkontrastfaden
- › In unterschiedlichen Größen und steriler/unsteriler Version

Indikationen

- › Zur Hautreinigung
- › Vor Injektionen
- › Blutstillung
- › Hautdesinfektion

Material

- › 100% Baumwolle

Askina® Schlinggazetupfer	Abmessung	VE	PZN	REF
pflaumengroß, steril	Packg. zu 4 Stk.	20 Packg.	1779267	9016007
pflaumengroß, steril	Packg. zu 20 Stk.	16 Packg.	1779273	9016015
pflaumengroß, unsteril	Packg. zu 2 x 500 Stk.	1 Packg.	1779296	9016023
walnußgroß, unsteril	Packg. zu 2 x 1000 Stk.	1 Packg.	1779304	9016120



Askina® Elast

Elastische Fixierbinde

Askina® Elast

- › Dehnungsverhalten: ca. 130% längselastisch
- › Sterilisierbar: im Autoklaven
- › Sehr guter Tragekomfort durch hohen Naturfaseranteil

Indikationen

- › Zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände

Material

- › 42% Baumwolle, 29% Viskose, 29% Polyamid

Askina® Elast	Abmessung	VE	PZN	REF
lose im Karton	4 m x 4 cm	20 Stück	1777860	9048111
	4 m x 6 cm	20 Stück	1777877	9048120
	4 m x 8 cm	20 Stück	1777883	9048138
	4 m x 10 cm	20 Stück	1777908	9048146
	4 m x 12 cm	20 Stück	1777914	9048154
	4 m x 10 cm	50 Stück	1777943	9048243
einzeln verpackt	4 m x 6 cm	20 Stück	2675417	9048022
	4 m x 8 cm	20 Stück	2675423	9048030
	4 m x 10 cm	20 Stück	2675446	9048049
	Länge gedehnt			



Askina® Elast fine

Hochelastischer Fixierverband mit Komfort

Askina® Elast fine

- › Nach DIN 61634
- › Hohe Stabilität durch gewebte Kante
- › Dehnungsverhalten: ca. 140% längselastisch
- › Weiches, angenehmes Material

Indikationen

- › Zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände

Material

- › 40% Baumwolle, 60% Polyamid

Askina® Elast fine	Abmessung	VE	PZN	REF
einzeln verpackt	4 m x 4 cm	20 x 1 Stk.	2675452	9045040
	4 m x 6 cm	20 x 1 Stk.	2675469	9045066
	4 m x 8 cm	20 x 1 Stk.	2675475	9045082
	4 m x 10 cm	20 x 1 Stk.	2675481	9045104
unverpackt, lose im Karton Sprechstundenpackung	4 m x 4 cm	20 Stück		9046046
	4 m x 6 cm	20 Stück		9046062
	4 m x 8 cm	20 Stück		9046089
	4 m x 10 cm	20 Stück		9046100
	4 m x 12 cm	20 Stück		9046127
unverpackt, lose im Karton	4 m x 6 cm	100 Stück		9047069
	4 m x 8 cm	100 Stück		9047085
	4 m x 10 cm	50 Stück		9047107
	Länge gedehnt			



Askina® Finger Bob®

Einfacher Fingerschnellverband



In seiner Form wird der Askina® Finger Bob® auf die Spitze des verletzten Fingers gesetzt.



Der Askina® Finger Bob® wird über den Finger abgerollt.



Nun wird er am oberen Ende in beliebiger Richtung eingedreht (eine Umdrehung genügt).



Jetzt nur noch das eingedrehte Ende abrollen. Fertig ist der Schnellverband.

Askina® Finger Bob®

- › In Sekunden applizierbarer Verband
- › Für jede Fingergröße und -stärke geeignet
- › Zur sicheren Fixierung von Wundauflagen
- › Patentiert
- › Weiß oder farbig (rot, blau, pink, rosa, orange, grün)

Material

- › Baumwolle-Viskose-Mischung
- › Länge:
Standard 180 mm, Large 220 mm
- › Durchmesser:
Standard 12 mm, Large 17 mm

Askina® Finger Bob®	Abmessung	VE	PZN	REF
weiß	180 mm Länge	50 Stück	1778121	9044000
farbig	180 mm Länge	50 Stück	1778138	9044019
weiß	180 mm Länge	6 Stück	1778144	9044027
farbig	180 mm Länge	6 Stück	1778150	9044035
farbig, Large	220 mm Länge	25 Stück		9044159



Askina® Haft Color

Stimmungsaufhellend in leuchtenden Farben

Askina® Haft Color

- › Fixierbinde nach DIN 61634
- › Kohäsiv – auf sich selbst haftend
- › Dehnungsverhalten: ca. 75% längselastisch

Indikationen

- › Universell einsetzbare Fixierbinde
- › Leichte Stützverbände
- › Zum Anwickeln von Schienen

Material

- › 40% Baumwolle, 60% Polyamid

Askina® Haft Color	Abmessung	VE	PZN	REF
blau	6 cm x 20 m	1 Stück	1778061	9058203
	8 cm x 20 m	1 Stück	1778078	9058214
	8 cm x 4 m	1 Stück	-	9058419
pink	6 cm x 20 m	1 Stück	1778084	9058222
	8 cm x 20 m	1 Stück	1778090	9058230
gelb	6 cm x 20 m	1 Stück	1778109	9058249
	8 cm x 20 m	1 Stück	1778115	9058257
	8 cm x 4 m	1 Stück	-	9058613
grün	8 cm x 4 m	1 Stück	-	9058311
Sortimentsbox (10 Rollen in 5 verschiedenen Farben)	8 cm x 4 m	10 Stück	-	9058915
	Länge gedehnt			



Askina® kohäsive Fixierbinde

Selbsthaftende elastische Fixierbinde

Askina® kohäsive Fixierbinde

- › Elastische, auf sich selbst haftende Fixierbinde
- › Dehnungsverhalten: ca. 100% längselastisch
- › Sterilisierbarkeit: im Autoklaven

Indikationen

- › Für Verbände, die besonders stark beansprucht werden, z. B. an Gelenken

Material

- › 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid
- › Mit mikropunkteller Latex-impregnierung

Askina® kohäsive Fixierbinde	Abmessung	VE	PZN	REF
	4 m x 6 cm	1 Stück	-	9058028
	20 m x 6 cm	1 Stück	1778026	9058125
	20 m x 8 cm	1 Stück	1778032	9058133
	20 m x 10 cm	1 Stück	1778049	9058141
	Länge gedehnt			



Askina® TS-Bandage

Trikotschlauchbandage



Askina® TS-Bandage

- › Hautfreundlicher Unterzugverband aus 100% Baumwolle nach DIN 61633
- › Einfach anzulegen
- › Bei Bedarf sterilisierbar
- › Weiß
- › Elastisch
- › Laufmaschensicher

Indikationen

- › Als faltenloser Unterzug bei Gipsverbänden /synthetischen Stützverbänden
- › Fixierung von Wundauflagen
- › Rumpf- oder Kopfverbände

Askina® TS-Bandage	Abmessung	VE	PZN	REF
Rolle zu 20 m				
Finger, Zehen mit größerer Wundauflage	Größe 1; 2,5 cm	1 Stück	1778813	9043314
Kinderarm, geschiente Fingerverbände	Größe 2; 4,0 cm	1 Stück	1778836	9043322
Kinderbein, Unterschenkel und Arm für Erwachsene	Größe 3; 6,0 cm	1 Stück	1778842	9043330
Oberschenkel, kleiner Kopfverband	Größe 4; 8,0 cm	1 Stück	1778859	9043349
Oberschenkel, mittlerer Kopfverband	Größe 5; 10,0 cm	1 Stück	1778865	9043357
starker Oberschenkel, Kinderrumpf, großer Kopfverband	Größe 6; 12,0 cm	1 Stück	1778871	9043365
Rolle zu 10 m				
Desault, Rumpf bis Konfektionsgröße 40	Größe 7; 16,0 cm	1 Stück	1778888	9043373



Askina® Forte

Ultrakurzzugbinde



Askina® Forte

- › Kohäsive Kurzzugbinde
- › Hautfarben
- › Sterilisierbar
- › Dehnungsverhalten: ca. 50% längselastisch
- › Luftdurchlässig
- › Haftet nur auf sich selber, nicht auf der Haut oder Haaren

Indikationen

- › Kompressionsverbände bei venösen und lymphatischen Erkrankungen, Stütz- und Entlastungsverbände
- › Für Verbände mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck

Material

- › 69% Baumwolle, 31% Viskose
- › Mit mikropunktuelle Natur-Latex-Beschichtung

Askina® Forte	Abmessung	VE	PZN	REF
	8 cm x 4,5 m	10 Stück	1778457	9057013
	10 cm x 4,5 m	10 Stück	1778463	9057021
	Länge gedehnt			



Askina® Grip

Die dauerelastische Stützschlauchbandage



Askina® Grip

- › Elastische, naturfarbene Schlauchbandage
- › Wasch- und sterilisierbar

Größentabelle

- › Größe C: Arm | Unterschenkel (mittel)
- › Größe D: Arm | Unterschenkel (groß)
- › Größe F: Arm | Oberschenkel (mittel)
- › Größe G: Arm | Oberschenkel (groß)

Indikationen

- › Zum Stützen und Entlasten, zum Fixieren, für leichte bis mittlere Kompression

Material

- › Ca. 80% Baumwolle
- › Ca. 20% mit Nylon umsponnene Gummifäden

Askina® Grip	Abmessung	VE	PZN	REF
Größe C	6,75 cm x 10 m	1 Rolle	1778724	9057501
Größe D	7,50 cm x 10 m	1 Rolle	1778730	9057510
Größe F	10,0 cm x 10 m	1 Rolle	1778753	9057536
Größe G	12,0 cm x 10 m	1 Rolle	1778776	9057544



Askina® Ideal

... waschen – trocknen – wiederverwenden ... natürlich auch zu sterilisieren

Askina® Ideal

- › Nach DIN 61632
- › Textilelastisch
- › Kein Ausfransen durch Schlingkante
- › Dehnungsverhalten: ca. 90% längselastisch
- › Hautfreundlich, da aus Baumwolle

Indikationen

- › Für Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen

Material

- › 100% Baumwolle

Askina® Ideal	Abmessung	VE	PZN	REF
einzel verpackt, mit Verbandklammern	5 m x 4 cm	10 Stück	2675506	9041044
	5 m x 6 cm	10 Stück	2675512	9041060
	5 m x 8 cm	10 Stück	2675529	9041087
	5 m x 10 cm	10 Stück	2675535	9041109
	5 m x 12 cm	10 Stück	2675541	9041125
	5 m x 20 cm	1 Stück	2675564	9041206
	5 m x 30 cm	1 Stück	2675570	9041303
Sprechstundenpackung, unverpackt, lose im Karton, ohne Verbandklammern	5 m x 6 cm	10 Stück	-	9041508
	5 m x 8 cm	10 Stück	-	9041516
	5 m x 10 cm	10 Stück	-	9041524
	Länge gedehnt			



Askina® Tape

Stützen – prophylaktisch und zur Therapie



Askina® Tape

- › Unelastisch und zugfest
- › Quer und längs reißbar
- › Luftdurchlässig und atmungsaktiv
- › Hypoallergene Kleberkomposition
- › In weiß (ungebleicht) und grün erhältlich
- › Produkt enthält in geringen Mengen Latex

Indikationen

- › Funktionelle Verbände bei Verletzungen und Erkrankungen am Bewegungsapparat
- › Prophylaktischer Schutz und Unterstützung der Gelenke im Hochleistungs- und Breitensport

Material

- › Wasserabweisend imprägniertes Viskosegewebe
- › Stabil haftender Zinkoxid-Kautschukkleber

Askina® Tape	Abmessung	VE	PZN	REF
weiß, Rolle zu 10 m	2,5 cm	1 Stück	1778380	9074503
	3,8 cm	1 Stück	1778397	9074511
	5,0 cm	1 Stück	1778411	9074520
	3,8 cm	12 Stück	1778405	9074554
grün, Rolle zu 10 m	3,8 cm	1 Stück	1778428	9074619
	3,8 cm	12 Stück	1778434	9074651



Benötigen Sie Unterstützung innerhalb eines Therapie-feldes oder wünschen Sie Produkt- und Serviceinformationen?

Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.

www.wundheilung.bbraun.de

www.fachwissen.bbraun.de

www.training.bbraun.de

www.ambulant-bbraun.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Stand 02/2015