

DATENBLATT

Rolta Soft Hartmann

Art.-Nr.: 101366



Rolta soft ist eine besonders weiche, weniger voluminöse Synthetik-Wattebinde aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern. Die Polsterbinde ist luft- und sekretdurchlässig sowie temperatenausgleichend. Einzeln banderoliert.

DATENBLATT**Rolta Soft Hartmann**

Art.-Nr.: 101366

Masse	UK	PZN	REF	VE
6 cm x 3 m	8 x 6 Stück	04456518	H2 9320431	6 Stück
10 cm x 3 m	6 x 6 Stück	04456524	H2 9320451	6 Stück
15 cm x 3 m	6 x 4 Stück	04456530	H2 9320471	4 Stück
6 cm x 3 m		02757486	H2 9320480	50 Stück
10 cm x 3 m		02757457	H2 9320491	30 Stück
15 cm x 3 m		02757440	H2 9320501	20 Stück
25 cm x 3 m		02757434	H2 9320511	10 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>