

DATENBLATT**Aquacel Ag Plus Convatec**

Art.-Nr.: 105325



AQUACEL Ag+ Wundverbände sind antimikrobielle Primärverbände zur Anwendung bei infizierten oder infektionsgefährdeten Wunden. AQUACEL Ag+ Wundverbände kombinieren die bewährte Hydrofibrer-Technologie und die Ag+ Technologie – eine einzigartige silberionenhaltige Formulierung gegen Biofilm. AQUACEL Ag+ Wundverbände sind als AQUACEL Ag+ Extra und als AQUACEL Ag+ Tamponade erhältlich.

Sie wurden konzipiert, um die 3 Feinde der Wundheilung zu bekämpfen: Exsudation, Infektion und Biofilm. Ein AQUACEL Ag+ Wundverband besteht aus 2 Lagen Hydrofibrer, die mit Verstärkungsfasern vernäht sind.

Auch die AQUACEL Ag+ Tamponade ist mit Verstärkungsfasern vernäht.

DATENBLATT

Aquacel Ag Plus Convatec

Art.-Nr.: 105325

Typ	Masse	PZN	REF	VE
Aquacel Ag+ Extra Wundauflage	5 x 5 cm	10203856	H7 413566	10 Stück
Aquacel Ag+ Extra Wundauflage	10 x 10 cm	10203810	H7 413567	10 Stück
Aquacel Ag+ Extra Wundauflage	15 x 15 cm	10203827	H7 413568	5 Stück
Aquacel Ag+ Extra Wundauflage	20 x 30 cm	10203833	H7 413569	5 Stück
Aquacel Ag+ Tamponade	1 x 45 cm	10203773	H7 413570	5 Stück
Aquacel Ag+ Tamponade	2 x 45 cm	10203804	H7 413571	5 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>