

DATENBLATT

Omnistrip steril, Hartmann

Art.-Nr.: 105394



Hypoallergene Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff mit Polyacrylat-Kleber, mit abgerundeten Ecken, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig, keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent; temperatur- und alterungsbeständig.

DATENBLATT

Omnistrip steril, Hartmann

Art.-Nr.: 105394

Packungsform	Masse	UK	PZN	REF	VE
3 mm breit, steril, eingesiegelt zu 5 Stück	3 x 76 mm	1500 Stück	00761638	H2 5406813	250 Stück
6 mm breit, steril, eingesiegelt zu 6 Stück	6 x 38 mm	1800 Stück	00761644	H2 5406823	300 Stück
6 mm breit, steril, eingesiegelt zu 3 Stück	6 x 76 mm	900 Stück	00761650	H2 5406833	150 Stück
6 mm breit, steril, eingesiegelt zu 10 Stück	6 x 101 mm	3000 Stück	00761667	H2 5406843	500 Stück
12 mm breit, steril, eingesiegelt zu 6 Stück	12 x 101 mm	1800 Stück	00761673	H2 5406853	300 Stück
25 mm breit, steril, eingesiegelt zu 4 Stück	25 x 127 mm	1200 Stück	00761696	H2 5406863	200 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>