

DATENBLATT

Suprasorb H Hydrokolloid Verband Lohmann & Rauscher

Art.-Nr.: 105531



Hydrokolloid-Verband. Suprasorb H ist ein hypoallergener Verband, der die Wundheilung fördert und ein feuchtes Wundmilieu schafft. Suprasorb H bindet Exsudat und Gewebetrümmer in ein Gel, welches die saugfähige Hydrokolloidschicht in Verbindung mit dem Wundexsudat bildet. Das Gel bietet zum einen günstige Bedingungen für ein feuchtes Wundmilieu und zum anderen verhindert es, dass bei Erneuerung des Verbandes neugebildetes Gewebe geschädigt wird. Steril, einzeln eingeschiegelt.

- Minimiert das Risiko für Schädigungen der gesunden Wundumgebungshaut
- Optimale feuchte Wundumgebung
- Tragen von bis zu sieben Tagen

DATENBLATT

Suprasorb H Hydrokolloid Verband Lohmann & Rauscher

Art.-Nr.: 105531

Typ	Masse	UK	PZN	REF	VE
Standard	10 x 10 cm	660 Stück	15563298	L2 108830	10 Stück
Standard	15 x 15 cm	50 Stück	15563306	L2 108831	5 Stück
Standard	20 x 20 cm	50 Stück	15563312	L2 108832	5 Stück
Dünn	5 x 5 cm	1650 Stück	15563329	L2 108860	10 Stück
Dünn	5 x 10 cm	480 Stück	15563335	L2 108861	10 Stück
Dünn	5 x 20 cm	250 Stück	15563341	L2 108862	10 Stück
Dünn	10 x 10 cm	720 Stück	15563358	L2 108863	10 Stück
Dünn	15 x 15 cm	50 Stück	15563364	L2 108864	5 Stück
Dünn	20 x 20 cm	50 Stück	15563370	L2 108865	5 Stück
Border	14 x 14 cm	200 Stück	15563387	L2 108866	5 Stück
Sacrum	14 x 16 cm	200 Stück	15563393	L2 108867	5 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>