

ABE® derm plus

Transparenter Folienwundverband mit
Wundauflage, steril / Transparent film wound
bandage with wound dressing, sterile



Varianten / variants

| REF | Größe / Sizes | Wundauflage / wound dressing | Größe / Sizes | Stück pro Packung/ Piece per pack | Sterilisation/ Sterilization | PZN |
|------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 9580 | 5 cm X 7 cm | Ja / Yes | 3,8 cm X 2,8 cm | 50 Stück / 50 piece | EO | 04589917 |
| 9581 | 6 cm X 10 cm | Ja / Yes | 5 cm X 3 cm | 50 Stück / 50 piece | EO | 04589917 |
| 9583 | 12 cm X 10 cm | Ja / Yes | 5 cm X 5 cm | 50 Stück / 50 piece | EO | 04592351 |
| 9584 | 15 cm X 10 cm | Ja / Yes | 5 cm X 10 cm | 50 Stück / 50 piece | EO | 04656720 |
| 9585 | 20 cm X 10 cm | Ja / Yes | 5 cm X 15 cm | 50 Stück / 50 piece | EO | 04656737 |

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

Trägermaterial: Polyurethanfolie und Polyestervlies
(70 g / m²), Wundauflage aus Vlies mit nicht haftendem
Polyesternetz überzogen, Kleber: hypoallergenes
Polyacrylat, unterseitiger Papierträger: weißes
Pergamentpapier, einseitig silikonisiert. / holder
material: Polyurethane foil and polyester fleece (70 g /
m²), non-woven wound cover with non-adhesive
polyester mesh, glue: hypoallergenic polyacrylate, paper
backing: white parchment paper, siliconized on one side.

Anwendungshinweise / Application notes

Gut geeignet für die postoperative Wundversorgung und
zur Kontrolle der Wundumgebung, Wundversorgung und
Katheterfixierung.

Auch direkt auf Primärwunden mit geringer Exsudation
zur Wundbeobachtung einzusetzen. / Well suited to
postoperative wound care and for monitoring the wound
environment, wound care and catheter fixation. Can be
placed directly on primary wounds with low exudation to
monitor wounds.

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken
lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and
dry place.

Code nach UMDNS / UMDNS code

Heftpflaster 10-026 / adhesive plaster 10-026

Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485:2016;
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse Is gem.
Anhang IX (Regel 4) / Medical product of class Is acc. to
appendix IX (rule 4)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.