


Sterican® für spezielle Indikationen

Standard-Einmalkanülen zur Neuraltherapie



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

ANWENDERVORTEILE

- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Indikationsbezogene Schlifflänge
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	Schliff	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
21 G x 4 ¾ "	0,8 x 120 mm	0,57 mm			4665643
23 G x 3 ½ "	0,6 x 80 mm	0,39 mm	Langschliff	100 Stück	4665635
23 G x 2 ¾ "	0,6 x 60 mm	0,39 mm			4665600

Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.