

Work happily

DATA
SHEET

V1.2

naggura'swop

naggura.com

Unsere Produkte




Swop S4 UP SPA ist eine dreiteilige elektrische Liege mit einer einteiligen Matratze, doppelte Säule, Verkleidung aus Holz, Radsatz, LEDs, 3 Memory Position und Reset, TwinLift Armstützen und Polsterheizung.

Holz, Metall oder PMMA




Kollektionen


Nordic
METALL



Yellow




Blue




Pink

Foll
METALL




Ash




Clay

Iron
METALL



Inox



Black

Om
HOLZ



Oak




Wenge

Techno
PMMA



Fluor



Fuxia




Ice

SWOP S4 UP SPA



Abmessungen



Technische Angaben

MOTOREN

4 Motoren (Höhe, Neigung, Rückenlehne und Beinteil)

ABMESSUNGEN (LÄNGE X BREITE)

200 x 74 cm

HÖHE (MIN. UND MAX.)

66/87 cm

GEWICHT

135 kg

POLSTERDICKE

11,5 cm (10 cm Latex und 1,5 cm Sperrholz)

DICHTE

30 kg/m³

BELASTBARKEIT

300 kg

BEDIENUNG

Handfernbedienung (serienmäßige Ausstattung)/
Fußfernbedienung (optional)

STROMVERSORGUNG

230 V - 50/60 Hz

MAX. INTENSITÄT

2 A

ELEKTRISCHER MOTOR

6.000 N

ANGABEN

TwinLift Armstützen
Polsterheizung
Papierrollenhalter
Radsatz

POLSTERUNG

Nahtloser Polsterbezug und mit abgerundeten Kanten.

Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung in Weiß.

Abriebfestigkeit: >250.000 Zyklen. Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.