





| | |
|----------------------------------|---|
| Bestückung | LED - Energieeffizienzklasse A+ |
| Beleuchtungsfeld 100 cm | Ø 18 cm |
| Beleuchtungsstärke 100 cm | 60 000 lx |
| Farbwiedergabe (Ra) | > 93 |
| Betriebsgerät | Elektronischer Konverter |
| Anschlusswerte | 100-240 V; 50/60 Hz |
| Netzanschlussleitung | 3 m |
| Leuchtgehäuse | Polyamid (PA) |
| Gewicht (netto) | 19 kg |
| Leistungsaufnahme | < 30 W |
| Technik | 1-polig sekundär |
| Bedienung | Folientastatur an Kardanik |
| Gelenkentlastung | Feder (Gewichtsausgleich) |
| Schutzklasse | I |
| Zubehör | Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug |
| Normen | EN 60601-1, EN 60601-2-41 |
| Besonderheiten | Stufenlos dimmbar, Diamantoptik, sterilisierbarer Handgriff |
| Befestigung | Rollstativ |
| Schutzart | IP 43 (Leuchtenkopf) |
| Medizinproduktklasse | I nach MDR |

| | Beleuchtungs- feld / 1,0 m | Beleuchtungs- feld / 1,0 m | Farb- temperatur | Farb- temperatur | Dimmbar | Bestell-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------|----------------------|
| | fix 18 cm | veränderbar 18 - 25 cm | fix 4700K | veränderbar 3700K / 4300K / 4700K | | |
| TRIANGO 60-1 F CH | X | | X | | X | D16.262.000-00813744 |
| TRIANGO 60-1 F Schuko | X | | X | | X | D16.259.000-00813743 |
| TRIANGO 60-1 F UK | X | | X | | X | D16.271.000-00813747 |
| TRIANGO 60-1 F AUS | X | | X | | X | D16.268.000 |
| TRIANGO 60-1 F US | X | | X | | X | D16.265.000 |

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

