





Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld 100 cm	Ø 18 cm
Beleuchtungsstärke 100 cm	60 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 93
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	3 m
Leuchtgehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (netto)	19 kg
Leistungsaufnahme	< 30 W
Technik	1-polig sekundär
Bedienung	Folientastatur an Kardanik
Gelenkentlastung	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Zubehör	Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Stufenlos dimmbar, Diamantoptik, sterilisierbarer Handgriff
Befestigung	Rollstativ
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf)
Medizinproduktklasse	I nach MDR

	Beleuchtungs- feld / 1,0 m	Beleuchtungs- feld / 1,0 m	Farb- temperatur	Farb- temperatur	Dimmbar	Bestell-Nr.
	fix 18 cm	veränderbar 18 - 25 cm	fix 4700K	veränderbar 3700K / 4300K / 4700K		
TRIANGO 60-3 F CH	X			X	X	D16.263.000
TRIANGO 60-3 F Schuko	X			X	X	D16.260.000
TRIANGO 60-3 F UK	X			X	X	D16.272.000
TRIANGO 60-3 F AUS	X			X	X	D16.269.000
TRIANGO 60-3 F US	X			X	X	D16.266.000

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

