





Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld 100 cm	Ø 18 cm
Beleuchtungsstärke 100 cm	60 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 93
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leuchtgehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (netto)	12,5 kg
Leistungsaufnahme	< 30 W
Bedienung	Folientastatur an Kardanik
Gelenklastung	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Zubehör	Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Stufenlos dimmbar, Diamantoptik, sterilisierbarer Handgriff
Befestigung	Wandbefestigung
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf)
Medizinproduktklasse	I nach MDR

	Beleuchtungs- feld / 1,0 m	Beleuchtungs- feld / 1,0 m	Farb- temperatur	Farb- temperatur	Dimmbar	Bestell-Nr.
	fix 18 cm	veränderbar 18 - 25 cm	fix 4700K	veränderbar 3700K / 4300K / 4700K		
TRIANGO 60-1 W	X		X		X	D16.256.000-00813742
TRIANGO 60-1 W US	X		X		X	D16.274.000
TRIANGO 60-3 W	X			X	X	D16.257.000
TRIANGO 60-3 W US	X			X	X	D16.275.000
TRIANGO Fokus 60-1 W		X	X		X	D16.258.000
TRIANGO Fokus 60-1 C US		X	X		X	D16.276.000

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

