

DATENBLATT

Clartest Strep A Kassetten-Test



Der schnelle Antigen-Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.

Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur 1 Linie erscheint = negatives Ergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an.

Nur für die professionelle In-vitro Diagnostik

Schnellinfo



ABSTRICHE



NACH 5 MIN



GERMANY

DATENBLATT

Clartest Strep A Kassettentest

Typ	PZN	REF	VE
Strep A ECO Kassettentest	18739208	C3 10343-05-ECO	5 Teste
Strep A Kassettentest	09746020	C3 10343-05	5 Teste
Strep A ECO Kassettentest	18739214	C3 10343-20-ECO	20 Teste
Strep A Kassettentest	02886433	C3 10343-20	20 Teste