

DATENBLATT

CLEARTEST Influenza, Antigen Grippe Schnelltest



Immunochemographischer Test für den qualitativen Nachweis von Influenza A und B

Dieser Test gibt bei vorliegenden Infektionen mit verschiedenen Influenza-A Untertypen, einschließlich H1N1 (Erreger der sog. Schweinegrippe), H3N2 und auch den Vogelgrippe-Untertypen wie H5N3, H7N3, H9N2 und H5N1 positive Ergebnisse ebenso wie bei der B-Variante.

Hier die Detaildaten zum Test:

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Untersuchungsmaterial Nasenabstrich

Sie erhalten den Test entweder in einer 5er, 10er oder einer 25er Packung.

Der CLEARTEST Influenza Schnelltest sollte so schnell wie möglich nach Auftreten der typischen Symptome einer Grippe, wie rasch ansteigendes Fieber bei plötzlichem Krankheitsbeginn sowie starke Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen, durchgeführt werden. Wenn es sich bei diesen Symptomen wirklich um eine Influenza handelt, sollte mit einer Influenza Therapie spätestens 48 Stunden nach Auftreten begonnen werden, damit die Therapie erfolgversprechend ist. Bevorraten Sie sich schwerpunktmäßig gerade in den grippelastigen Zeiten ausreichend mit dem CLEARTEST Influenza Schnelltest.

Nur für die professionelle In-vitro Diagnostik

DATENBLATT

CLEARTEST Influenza, Antigen Grippe Schnelltest

Typ	PZN	REF	VE
Influenza	06794484	C3 19012-10	10 Teste
Influenza	06794478	C3 19012-5	5 Teste
Influenza	03430994	C3 19012	25 Teste