

DATENBLATT

Cleartest Cardio rapid / Infarkttest



Ideal für den Notfalleinsatz, Hausbesuch und das Infarktmonitoring.

Der CLEARTEST Cardio rapid, unser Infarkt Schnelltest, weist 2 Proteine nach, die bei einem akuten Herzinfarkt von großer Wichtigkeit sind, um sofort nach der Auswertung die schnelle Diagnose für eine umgehende Therapieentscheidung zu haben:

- hFABP, das sich bei einem Infarkt sehr schnell, das heißt bereits 20 Minuten nach dem ischämischen Ereignis, im Blut freisetzt, auch ideal für das Reinfarkt-Monitoring am 4. Tag
- TROPONIN I, welches nach ca. 8 Stunden im Blut verfügbar ist und bis zu 8 Tagen mit einer Nachweisgrenze von 0,5 ng/ml nachgewiesen werden kann

Lagerung bei Raumtemperatur

Der neue CLEARTEST Cardio rapid weist bereits nach 20 Minuten einen Infarkt nach. Das ist zur Zeit der schnellste Biomarker mit einer Nachweisgrenze von 0,5 ng/ml.

Mit diesem Schnelltest werden 2 Proteine nachgewiesen:

- hFABP, welches sich bei einem Infarkt sehr schnell im Blut freisetzt (bereits nach 20 Minuten), auch ideal für das Reinfarkt-Monitoring am 4.Tag
- TROPONIN I, welches sich nach 8 Stunden bildet und bis zu 8 Tagen nachgewiesen werden kann

Hinweis: Troponin T (Hersteller Roche) weist den Infarkt erst nach 3 Stunden nach.

Der CLEARTEST Cardio rapid ist - im Gegensatz zu anderen Testen - bei Raumtemperatur lagerfähig (der Troponin T Test muss gekühlt transportiert und gelagert werden).

Die Testdurchführung ist sehr einfach:

Aus Vollblut, Serum oder Plasma wird mit nur 1 Tropfen das Probenfeld beschickt.

Auswertung nach exakt 10 Minuten.

Lagerung bei Raumtemperatur. Positives Ergebnis bereits 20 Minuten nach Infarkt.

Nur für die professionelle In-vitro Diagnostik

Schnellinfo



BLUT



PLASMA



SERUM



10 MIN



GERMANY

DATENBLATT

Cleartest Cardio rapid / Infarkttest

Typ	PZN	REF	VE
Cardio rapid / Infarkttest	13894068	C3 213190-10	10 Teste
Cardio rapid / Infarkttest	13894074	C3 213190	5 Teste