

DATENBLATT

Cleartest SAA und CRP, ein professioneller Schnelltest



Eine gute Hilfe für die Diagnose von entzündlichen Prozessen in menschlichen Blutproben.

Zum Wohle der Patienten haben diese Parameter gegenüber den althergebrachten Markern eine Verbesserung bei der Diagnostik von Entzündungen erbracht. Das kann auch Hilfe für die medikamentöse Einstellung von Patienten, z. B. mit Antibiotika, sein.

Die Grenzwerte sind wie folgt:

Der Cut off für SAA ist 10 μ g / ml (virale Entzündungen).

Der Cut off für CrP ist ebenfalls 10 μ g / ml (bakterielle Entzündungen).

Auswertung nach 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C. Nicht einfrieren.

Schnellteste wie dieser CLEARTEST SAA und CrP sind ganz wichtig für Sie als Arzt, um schnell zwischen bakteriellen und viralen Infektionen unterscheiden zu können. Das hat einen großen Einfluss auf mögliche Antibiotikaverordnungen und die Entscheidung, ob eine solche Verordnung notwendig ist oder nicht.

Wir wissen, dass es viele Pro- und Kontra-Meinungen zu Schnelltesten dieser Art gibt. Zum Wohle Ihrer Patienten sollten Sie sich vielleicht doch den befürwortenden Meinungen anschließen, nicht zuletzt auch, um Ihr Verordnungsbudget möglicherweise entlasten zu können.

Nur für die professionelle In-vitro Diagnostik



BLUT



PLASMA



SERUM



NACH 5 MIN

DATENBLATT

Cleartest SAA und CRP, ein professioneller Schnelltest

Typ	PZN	REF	VE
SAA und CrP	15822653	C3 4070-10	10 Teste
SAA und CrP	15822647	C3 4070-5	5 Teste