

Work happily



V1.3




naggura'swop

naggura.com

Swop 2W Pro Physio



Abmessungen und Funktionen



Technische Angaben

MOTOREN 1 Motor Höhenverstellung (6000 N)	RAHMENFARBE Space ball: RAL 7015 Base Frame: RAL 7047
ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE) 202 x 55/83 cm	DOPPELT ISOLIERT Doppelt isoliert II
HÖHE (MIN. UND MAX.) 48/90 cm	GERÄTEKLASSIFIKATION Klasse I Equipment
GEWICHT 96 kg	ANGESCHLOSSENE TEILE Typ B
BELASTBARKEIT 200 kg	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ IPx0
STROMVERSORGUNG 230 V - 50/60 Hz	NETZKABEL 2,5m, Weiß

Funktionen

- Seitliche abklappbare Armstütze.
- Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität.
- Lenker als Handstütze.
- Spaceball Rundumbedienung, von allen Seiten bedienbar.
- 4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zentral bedienbar


Polster

- Liegenfläche: 5cm
- Dicker polsterung: 70kg/m³
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Verschlusskissen
- Nahtlose und abgerundete Polster.
- Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung.
- Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.
- Hochwertige Abriebfestigkeit: >250K Zyklen
- Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2
- Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

- GARANTIE**
2 Jahre auch auf Polsterbezug
- KONFORMITÄT**
EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Kollektionen



Nordic
METAL



Yellow



Blue



Pink

Foll
METAL



Ash



Clay

Iron
METAL



Inox



Black

Om
WOOD



Oak



Wenge

Techno
PMMA



Fluor



Fuxia



Ice

Zubehör

Papierrollenhalter



Froteebezüge



Sicherheit

- Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab.
- Motor mit Freikopplung