

DATENBLATT

Instrumententabletts

Art.-Nr.: 102095



Aus weißem Melaminharz, wärmebeständig 120 - 180 °C (kurz), 80 - 100 °C (dauernd).

DATENBLATT

Instrumententabletts

Art.-Nr.: 102095

Typ	Groesse	PZN	REF	VE
flache Form	190 x 150 x 17 mm		18 1302	1 Stück
flache Form	240 x 180 x 17 mm		18 1304	1 Stück
flache Form	300 x 150 x 17 mm		18 1306	1 Stück
flache Form	270 x 210 x 17 mm		18 1308	1 Stück
flache Form	300 x 190 x 17 mm		18 1310	1 Stück
flache Form	360 x 240 x 17 mm		18 1312	1 Stück
flache Form	420 x 280 x 17 mm		18 1314	1 Stück
mit hohem Rand	190 x 150 x 40 mm		18 1400	1 Stück
mit hohem Rand	290 x 160 x 35 mm		18 1402	1 Stück
mit hohem Rand	350 x 250 x 40 mm		18 1404	1 Stück
mit hohem Rand	420 x 280 x 60 mm		18 1406	1 Stück
mit extra hohem Rand	290 x 160 x 60 mm		18 1450	1 Stück
mit extra hohem Rand	300 x 190 x 80 mm		18 1452	1 Stück
mit extra hohem Rand	340 x 250 x 100 mm		18 1454	1 Stück
mit extra hohem Rand	420 x 280 x 100 mm		18 1456	1 Stück