

DATENBLATT

Instrumenten Zureichtisch OP Modell

Art.-Nr.: F8 50061F



Mit Hydraulik-Fußpumpe, auf 4 Rollen. Höhenverstellbar: von 900 bis 1250 mm

Tablett: 680 x 450 mm

Gewicht: 19 kg

Max. Belastbarkeit: 24 kg

DATENBLATT

Instrumenten Zureichetisch OP Modell

Art.-Nr.: F8 50061F

| Typ | REF | VE |
|----------------------|-----------|---------|
| feststellbare Rollen | F8 50061F | 1 Stück |