

## DATENBLATT

### Servocomfort Infusionsständer > Economy

Art.-Nr.: G1 02



- 
- 5-Fuß-Gestell mit Fußkreuz aus Stahl-/Glasfaserkunststoff Kombination und 2 feststellbaren Rollen
  - Schraubhöhenverstellung
  - 4-fach Flaschenhalter aus Kunststoff
  - Abtropfglas
  - Hochglanzverchromt
  - Einzeln im Karton verpackt
  - Besonders preiswertes Modell

## DATENBLATT

### Servocomfort Infusionsständer > Economy

Art.-Nr.: G1 02

Typ	REF	VE
Infusionsständer Economy	G1 02	1 Stück