

DATENBLATT

Servocomfort Infusionsständer "Premium Care"

Art.-Nr.: G1 PRE001



Material: Edelstahl/Aluminium

- Optisch ein innovativer und ansprechender Infusionsständer, der in allen Einsatzgebieten eines Krankenhauses ein zuverlässiger Begleiter ist
- Ausleger aus poliertem Edelstahl-Rundrohr bieten wenig Fläche zur Ablagerung von Schmutz und Keimen und sind somit aus hygienischen Aspekten sehr fortschrittlich
- Ein hochwertiges Aluminium-Fußmittelteil sorgt für eine hohe Stabilität und einem geringeren Montageaufwand
- Eine integrierte Fußbeschwerung ermöglicht die sichere Befestigung von diversen Pumpen und weiteren medizintechnischen Geräten
- Die Infusionsständer Premium Care haben elektr. leitfähige Rollen und entsprechen der DIN EN 60601 Servocomfort Infusionsständer „Premium Care“

Modell: PRE001 PRE002 PRE003

Material: Edelstahl/Aluminium Edelstahl/Aluminium Edelstahl/Aluminium

Kunststoffteile: Blaugrau Blaugrau Blaugrau

Rohrdurchmesser: 25/18 mm 25/18 mm 33,7/25 mm

Flaschenkreuz belastbar mit: 4 Edelstahl-Haken 4 Edelstahl-Haken 4 Edelstahl-Haken

2 kg je Haken 2 kg je Haken 5 kg je Haken

Höhenverstellung: 1500 mm - 2300 mm 1500 mm - 2300 mm 1430 mm - 2260 mm

Arretierung: Einhand-Höhenverstellung Einhand-Höhenverstellung Edelstahl-Schraubhöhenverstellung

„Kontroll-Absenksystem“

Länge Außenrohr: 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Fußdurchmesser: 630 mm 630 mm 630 mm

Auslegerprofil: 33,7 mm Rundrohr 25 mm Rundrohr 33,7 mm Rundrohr

Rollen: Doppelaufrollen 75 mm Ø Doppelaufrollen 75 mm Ø Doppelaufrollen 75 mm Ø

elektr. leitfähig elektr. leitfähig elektr. leitfähig

und feststellbar und feststellbar und feststellbar

Gesamtgewicht (inkl. Fußbeschwerung): 11 kg 7 kg 12 kg

DATENBLATT

Servocomfort Infusionsständer "Premium Care"

Art.-Nr.: G1 PRE001

Typ	REF	VE
Servocomfort Infusionsständer mit Einhand-Höhenverstellung "PRE001"	G1 PRE001	1 Stück
Servocomfort Infusionsständer mit Einhand-Höhenverstellung "PRE002"	G1 PRE002	1 Stück
Servocomfort Infusionsständer mit Kontroll-Absenksystem "PRE003"	G1 PRE003	1 Stück