

## DATENBLATT

### Servocomfort Infusionsständer mit Einhandverstellung

Art.-Nr.: G1 10017



Wenn es schnell gehen soll, ist die umständliche Höhenverstellung des Infusionsständers mit Hilfe der Klemmschraube zeitaufwendig. Es geht viel schneller mit der neuen Einhandhöhenverstellung: Infusionsstange greifen, dabei den Ring etwas anheben und gewünschte Höhe einstellen. Ring loslassen: Der Infusionsständer ist fixiert.

- Komplett mit Abtropfglas
- Aufhängevorrichtung für 4 Flaschen
- Auf 5 Doppelaufrollen, davon 2 feststellbar, 2 elektrisch leitfähig
- Der Infusionsständer ist hochglanz verchromt

## DATENBLATT

### Servocomfort Infusionsständer mit Einhandverstellung

Art.-Nr.: G1 10017

Typ	REF	VE
Einhand	G1 10017	1 Stück