



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Bestückung</b>                  | LED - Energieeffizienzklasse A+  |
| <b>Beleuchtungsfeld @ 100 cm</b>   | Ø 18 cm  |
| <b>Beleuchtungsstärke @ 100 cm</b> | 100 000 lx   |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>         | > 95   |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3700/4300/4700 K   |
| <b>Betriebsgerät</b>               | Elektronischer Konverter   |
| <b>Anschlusswerte</b>              | 100-240 V; 50/60 Hz  |
| <b>Netzanschlussleitung</b>        | Festanschluss  |
| <b>Leuchtengehäuse</b>             | Polyamid (PA)  |
| <b>Gewicht (netto)</b>             | 15.9 kg  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>           | 40 W   |
| <b>Bedienung</b>                   | Folientastatur am Leuchtenkopf   |
| <b>Gelenkentlastung</b>            | Feder  |
| <b>Schutzklasse</b>                | I  |
| <b>Zubehör</b>                     | sterilisierbarer Handgriff, Zwischendeckenadapter  |
| <b>Normen</b>                      | EN 60601-1, EN 60601-2-41  |
| <b>Besonderheiten</b>              | 3 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, Diamantoptik, Hochwertiges Armsystem, Sterilisierbarer Handgriff, wartungsfrei |
| <b>Befestigung</b>                 | Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm), Zwischendeckenadapter (auf Anfrage)      |
| <b>Schutzart</b>                   | IP 20 (43)   |
| <b>Bestell-Nr.</b>                 | D15885000 - reinweiß   |



## Lichtverteilung

